

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БИОТЕХ»
(ООО «НПО «БИОТЕХ»))**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «НПО «БИОТЕХ»

Пешкова И.А.



ИНСТРУКЦИЯ № 01/03-2022

**по применению на дезинфицирующего средства «СИДАРИН» (SIDARIN)
производства фирмы ООО «НПО «БИОТЕХ»**

г. Кемерово, 2022

ИНСТРУКЦИЯ № 01/03-2022
по применению средства дезинфицирующего «СИДАРИН» (SIDARIN)»,
ООО «НПО «БИОТЕХ», Россия

Инструкция разработана: ИП Балыков Д.В., ООО МИП «Кера-Тех», ООО «НПО «БИОТЕХ».

Авторы: Линник А.И., Розалёнок Т.А., Балыков Д.В., Федорова Ю.С., Пешков И.А., Сергеев Ю.С., Дробышева Ю.С..

Действие настоящей инструкции распространяется на дезинфицирующее средство «СИДАРИН» (SIDARIN)» (далее – средство) производства Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная организация «БИОТЕХ» (ТУ 20.20.14-001-02825526-2021).

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «СИДАРИН» (SIDARIN)» представляет собой прозрачную жидкость без цвета или голубым оттенком, без запаха или запахом применяемой отдушки. Допускается наличие опалесценции и незначительного осадка. При длительном хранении допускается появление слабого специфического запаха и/или фиолетового (сиреневого) оттенка. В качестве действующих веществ содержит многофункциональное кластерное серебро (биосеребро), средний размер частиц 1-2 нм (не более 3%), вода дистиллированная /бидистиллят (89%) и вспомогательные компоненты: пропиленгликоль, лимонная кислота, бензойнокислый натрий (суммарно – не более 8%), так же может входить в состав отдушка по требованиям заказчика. Показатель активности водородных ионов (рН) средства не более 6,5 при 20°C, плотность 1,00–1,02 г/см³ (при добавлении отдушки плотность может изменяться, допускается изменение плотности до 1,09 г/см³), содержание сухого остатка не более 3 %.

Средство выпускается в форме готовых к применению растворов и упаковывается в канистры из полимерных материалов с фиксированной крышкой, пластиковые флаконы и бутылки (ПЭТ-бутылки), бочки полимерные, еврокубы, а именно:

- бутылки и флаконы емкостью: 0,05; 0,1; 0,25; 0,4; 0,5; 1,0; 3,0; 4,5 и 5,0 л.;
- канистры по 5; 10; 15; 25; 30 и 50 л.;
- бочки по 50; 80; 100; 150; 200 л.;
- еврокубы по 1000 л.

Допускается любая другая фасовка по согласованию с потребителем.

Пользовательские флаконы могут комплектоваться распылителем.

Средство негорючее, пожаро- и взрывобезопасно.

При контакте с остаточными количествами хлора вещество дезинфицирующего свойства средства «СИДАРИН» (SIDARIN)» образуют соли.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет при температуре хранения от +5°C до +30°C, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.

!При использовании разрешено совмещать со спиртосодержащими средствами.

!Не допускается применение средства с хлорсодержащими бытовыми моющими и дезинфицирующими средствами.

!Не разбавлять и не разводить средство не подготовленной водой или иными жидкостями, за исключением спиртовых растворов.

!Не допускается употребление дезинфицирующего средства вовнутрь, а именно в пищу.

1.2. Средство «СИДАРИН» (SIDARIN)» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (включая, бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, стрептококки, синегнойную палочку и других возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза), вирусов (полиовируса, вирусов-возбудителей парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, коронавирусной инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, ротавирусной инфекции, норовирусной инфекции и др.), фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон (дерматофитий) и плесневых грибов, возбудителей анаэробной инфекции, а также возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии.

Средство «СИДАРИН» (SIDARIN)» не требует ротации, так как имеет в составе действующее вещество многофункциональное кластерное серебро (биосеребро), средний размер частиц которых 1-2 нм, к данному веществу не выявлена резистентность микроорганизмов и вирусов. При этом вероятность появления резистентных микроорганизмов - крайне мала. Средство обладает пролонгированным действием.

В течение 12 часов после обработки на обработанной поверхности сохраняется пролонгированный антимикробный и вирулицидный эффект.

1.3. Средство относится к малоопасным веществам (IV класс опасности по классификации ГОСТ 12.1.007-76) при внутрижелудочном и внутрибрюшинном пути поступления так же относится к 4 классу малотоксичных веществ, согласно классификации К.К. Сидорова. Средство не обладает раздражающим действием на кожу, оказывает умеренно выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, не оказывает кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего эффекта. Средство не обладает мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим и тератогенным действием.

Не требует специальных средств защиты при контакте, безвредно для человека, животных и окружающей среды, обладает пролонгированным действием, допускается обработка поверхностей в присутствии людей и животных.

ПДК серебра в воздухе рабочей зоны 1 мг/м³, аэрозоль.

Обработку любых объектов способами протирания, погружения и замачивания в помещениях растворами средства «СИДАРИН» (SIDARIN)» можно проводить в присутствии людей.

1.4. Средство «СИДАРИН» (SIDARIN)» предназначено для:

- профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей (пол, стены и пр.) в различных помещениях (включая предметы интерьера, жесткой и мягкой мебели, поверхностей и кнопок аппаратов и приборов), санитарно-технического оборудования, в подъездах и лифтах, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, бани, сауны, прачечные, салоны красоты, общественные туалеты и т.д.) предметов ухода за больными, средств личной гигиены, на коммунальных объектах, в местах и на предприятиях общественного питания, в местах торговли и продовольственной торговли, включая потребительские рынки и помещений для долгосрочного хранения собранного урожая, в учреждениях образования и культуры, транспорта (наземного и воздушного сообщения), местах отдыха (бассейны, оздоровительные комплексы), медицинских изделий однократного применения перед их утилизацией, санитарного транспорта, проведения генеральных уборок при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и особо опасные инфекции), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических и детских учреждениях, инфекционных очагах, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бани, бассейны, спорткомплексы, парикмахерские, салоны красоты, тату-салоны, общественные туалеты и т.п.), предприятиях общественного питания, пищеблоках, потребительских рынках, учреждениях социального обеспечения;

- обработки и дезинфекции обуви из резины, пластмасс, игрушек и других полимерных материалов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и

грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических и детских учреждениях, акушерских стационарах, включая отделения неонатологии, перинатальные центры, палаты новорожденных, отделения физиотерапевтического профиля, аптеках, клинических, микробиологических, диагностических, бактериологических, вирусологических и др. лабораториях, процедурных кабинетах, пунктах и станциях переливания и забора крови, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах

- обработки и дезинфекции уборочного инвентаря и материала, резиновых ковров, обуви, предметов для ухода за больными, санитарно-технического оборудования, кафеля, пластика, мусорных ведер и т.д.

- дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, крышные кондиционеры), с целью профилактики, а также в учреждениях, театрах, магазинах, офисах и т.д.

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов, включая стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся), стоматологические материалы (оттиски из альгината и силикона, зубопротезные заготовки, артикуляторы), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, в лечебно-профилактических учреждениях;

- заправки дезбарьеров, дезковриков, рамок, шлюзов и дезинфицирующих туннелей;

- гигиенической обработки рук.

РАЗДЕЛ 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Средство выпускается в форме готовых к применению растворов.

2.2. Не допускается смешивание с хлорсодержащими средствами и растворами, водопроводной и не подготовленной водой, так как действующее вещество в присутствии хлора образует не растворимые соли.

2.3. При необходимости, допускается приготовление растворов со спиртосодержащими средствами.

2.4. Допускается приготовление более слабых водных растворов на деминерализованной (подготовленной) воде только для сплит и систем орошения с целью дезинфекции воздуха в помещениях, а так же при обработке мягкой мебели.

2.4.1. Растворы средства «СИДАРИН» (SIDARIN) готовят в емкости из полимерных материалов путем смешивания средства с деминерализованной (подготовленной) водой. При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. - Приготовление рабочих растворов средства «СИДАРИН» (SIDARIN)

Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Количество средства «СИДАРИН» (SIDARIN) и деминерализованной воды необходимые для приготовления рабочего раствора объемом:			
	1 л		10 л	
	Средство, мл	Деминерализованная вода, мл	Средство, мл	Деминерализованная вода, мл
50,0	500,0	500,0	5000,0	5000,0
75,0	750,0	250,0	7500,0	2500,0

2.5. Приготовление растворов допускается только при наличии аккредитации от производителя, а именно от компании ООО «БИОТЕХ».

РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «СИДАРИН» (SIDARIN)

3.1. Средство «СИДАРИН» (SIDARIN) применяют для дезинфекции стен и поверхностей (пол, стены и пр.), воздуха в помещениях, оборудования, жесткой и мягкой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в т.ч. лабораторной и одноразовой), предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви и прочее согласно п. 1.4 настоящей инструкции.

3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения (распыления). Обеззараживание объектов способом протирания можно проводить в присутствии людей, во влагонепроницаемых перчатках без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, предметы обстановки, поверхности аппаратов, приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства, допустимая норма расхода средства может составлять от 100 до 150 мл/м².

3.4. Обработку способом орошения поверхностей и объектов можно проводить в присутствии людей. Средство несовместимо с хлорсодержащими веществами. Обладает пролонгированным действием.

3.5. Средство должно наноситься на обеззараживаемую поверхность равномерным тонким слоем методом аэрозольного орошения с помощью мелкодисперсного распылителя из расчёта 30-50 мл на 1 м² (2-3 нажатия спрея-пульверизатора с расстояния 10-15 см для обработки участка 10x10 см) или аппаратом типа «Квазар», «холодный туман». После нанесения и высыхания средство не нужно смывать или стирать. Время обеззараживания обработанной поверхности – не менее 30 минут.

3.6. Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени, затем двукратно протирают ветошью, смоченной средством, с интервалом между обработками 15 мин, или орошают из аппаратуры типа «Квазар», «холодный туман» или спрея-пульверизатора из расчета 50 мл/м² двукратно с интервалом между обработками 15 мин. Время дезинфекционной выдержки после обработки 30 минут. Для предотвращения роста плесени в дальнейшем обработку повторяют через 1 месяц. Режимы обработки объектов при плесневых поражениях представлены в таблице 5.

3.7. Дезинфекцию воздуха проводят с помощью соответствующих технических установок способом распыления или аэрозолирования рабочего раствора средства указанного в таблице 1 представленной в п. 2.4.1. по режимам, указанным в таблицах 3-8, при норме расхода 100% раствора 10-20 мл/м³ или 50% раствор 20-40 мл/м³. Предварительно проводят дезинфекцию поверхностей, помещение герметизируют: закрывают окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей сухой ветошью.

3.8. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования проводят при полном их отключении (кроме п.п. 3.8.8) с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции по режимам, указанным в таблицах 3-8. Профилактическую дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят 1 раз в квартал в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Текущую и заключительную дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят по эпидпоказаниям.

3.8.1. Дезинфекции подвергаются: воздуховоды, вентиляционные шахты, решетки и поверхности вентиляторов вентиляционных систем; поверхности кондиционеров и конструктивных элементов систем кондиционирования помещений, сплит-систем, мультizonальных сплит-систем, крышных кондиционеров; камеры очистки и охлаждения

воздуха кондиционеров; уборочный инвентарь; при обработке особое внимание уделяют местам скопления посторонней микрофлоры в щелях, узких и труднодоступных местах систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.8.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения, орошения и аэрозолирования. Используют средства комнатной температуры.

3.8.3. Перед дезинфекцией проводят мойку поверхностей содовым раствором с последующим смыванием, поскольку средство несовместимо с мылами. Для профилактической дезинфекции используют средства способом орошения или протирания при времени дезинфекционной выдержки соответственно 60 или 30 мин.

3.8.4. Воздушный фильтр либо промывается в содовом растворе и дезинфицируется способом орошения или погружения в 100% водный раствор средства на 20 мин, либо заменяется. Угольный фильтр подлежит замене.

3.8.5. Радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.

3.8.6. Поверхности кондиционеров и поверхности конструктивных элементов систем кондиционирования воздуха протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 150 мл/м². Работу со средством способом протирания можно проводить в присутствии людей.

3.8.7. Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта или автомакса при норме расхода 200 мл/м², с помощью других аппаратов (типа «Квазар») - при норме расхода 150 мл/м², с использованием способа аэрозолирования – при норме расхода 80 мл/м², добиваясь равномерного смачивания. По истечении экспозиции остаток рабочего раствора удаляют с поверхности сухой ветошью.

3.8.8. Камеру очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха обеззараживают орошением или аэрозолированием при работающем кондиционере со снятым фильтрующим элементом по ходу поступления воздуха из помещения в кондиционер.

3.8.9. Поверхности вентиляторов и поверхности конструктивных элементов систем вентиляции помещений протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

3.8.10. Воздуховоды систем вентиляции помещений обеззараживают орошением из распылителя типа «Квазар» при норме расхода 150 мл/м² или аэрозолированием при норме расхода 80 мл/м² последовательно сегментами по 1-2 м.

3.8.11. Бывшие в употреблении фильтрационные элементы кондиционеров и систем вентиляции помещений замачивают в средстве. Фильтры после дезинфекции утилизируют.

3.8.12. Вентиляционное оборудование чистят ершом или щеткой, после чего протирают ветошью, смоченной в средства, или орошают.

3.8.13. После дезинфекции обработанные объекты не промывают, высушивают сухой ветошью или дают высохнуть.

3.8.14. Уборочный материал замачивают в средстве. По истечении дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой и высушивают.

3.9. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают средством с помощью щетки или ерша способом протирания при норме расхода 100 мл/м² или орошения.

3.10. Средство следует наносить на поверхности для пролонгированного уничтожения широкого круга попадающих на них патогенов и для предотвращения распространения инфекций путём передачи через прикосновение к поверхностям в местах общественного использования.

3.11. При необходимости возможна дезинфекция инструментов, предметов массового использования и иных объектов методом погружения в средство на 30 минут при обеспечении контакта средства со всей поверхностью предмета путём удаления пузырьков, встряхивания в средстве для проникновения средства во все труднодоступные

участки предмета и его изгибов и элементов. Средство может использоваться многократно в течение срока годности до видимого загрязнения средства (помутнение или взвесь инородных частиц).

3.12. Обработка поверхностей в помещениях может производиться без средств защиты и в присутствии людей. Попадание на кожу или вдыхание паров средства не представляют угрозу для здоровья.

3.13. Поверхности, не имеющие частого контакта с человеком, следует обрабатывать не реже, чем два раза в сутки. В случаях повышенной интенсивности прикосновений к обработанным поверхностям и вероятности частичного стирания средства, частота обработки может быть увеличена.

3.14. Гигиеническая обработка рук проводится на сухие кисти рук (без предварительного мытья водой и мылом) наносится не менее 1 мл средства и втирается в кожу до высыхания, но не менее 1 минуты, обращая внимание на тщательность обработки кожи боковых поверхностей и кончиков пальцев.

Для профилактики туберкулёза, вирусных заболеваний гигиеническую обработку рук проводят последовательно дважды, общее время обработки не менее 1 минуты.

3.15. Обработку поверхности перчаток (без видимых загрязнений) надетых на руки персонала проводят методом протирки, последовательно протирая не менее 5 минут до полного высыхания тремя раздельными тампонами (салфетками), обильно смоченными средством.

3.16. Обработку ступней ног после посещения бани, душевых, бассейнов проводят и т.д. проводят последовательно дважды смоченной средством салфеткой, тщательно протирая кожу ступней ног.

3.17. Заправка дезбарьеров, дезковриков, рамок, шлюзов и дезинфицирующих туннелей производится в соответствии с инструкцией и паспортом оборудования от производителя. Расход средства осуществляется в соответствии с техническими характеристиками от производителя используемого оборудования.

Таблица 2. - Общие режимы дезинфекции средством «СИДАРИН» (SIDARIN)»

Вид инфекции	Возбудители	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания	Номер таблицы с режимами
Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза)	<i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Salmonella typhimurium</i> и пр.	5-30	Замачивание, погружение, протирание или орошение.	Таблица 3
Особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия)	<i>Yersinia pestis</i> , <i>Vibrio cholerae</i> , <i>Francisella tularensis</i> и пр.	15-30	Замачивание, погружение, протирание или орошение.	Таблица 4
Грибковые (кандидозы, дерматофитии)	<i>Candida albicans</i> , <i>Trichophyton mentagrophytes</i> и пр.	15-35	Замачивание, погружение, протирание, орошение.	Таблица 5
Плесневые грибы	<i>Aspergillus brasiliensis</i> и пр.	30-40	Замачивание (в т.ч. с предварительной очисткой), протирание, орошение.	Таблица 6

Вид инфекции	Возбудители	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания	Номер таблицы с режимами
Туберкулез	<i>Mycobacterium terrae</i> и пр.	60-70	Замачивание (в т.ч. с предварительной очисткой), орошение	Таблица 7
Инфекции вирусной этиологии	Вирусы-патогены человека, в т.ч. вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелит, аденовирусы, вирусы «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса, COVID-19 и пр..	30-40	Замачивание (в т.ч. с предварительной очисткой), орошение	Таблица 8

Таблица 3. - Режимы дезинфекции объектов средством «СИДАРИН» (SIDARIN)» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель и т.д.), приборы, оборудование; санитарный транспорт; транспорт для перевозки пищевых продуктов; общественный транспорт, метрополитен	100	5-15	Орошение или протирание ветошью, после выдержки можно протереть влажной или сухой ветошью
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	100	5-15	Протирание ветошью или погружение, после выдержки можно протереть влажной или сухой ветошью
Спортивный инвентарь, средства личной гигиены, игрушки (из пластмассы, резины, металла)	100	5-15	Орошение или протирание ветошью или погружение, после выдержки можно протереть влажной или сухой ветошью
Предметы ухода за больными	100	5-15	Орошение или протирание ветошью, после выдержки можно протереть влажной или сухой ветошью

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Санитарно-техническое оборудование	100	5-15	Орошение или протирание ветошью, после выдержки можно протереть влажной или сухой ветошью
Уборочный материал, инвентарь	100	10-20	Замачивание, погружение, протирание
Резиновые и полипропиленовые коврики	100	5-15	Замачивание, погружение, протирание или орошение.
Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук	100	10-20	Погружение или замачивание, после выдержки промыть деминерализованной водой или протереть влажной ветошью
Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемники и воздухораспределители	100 75 50*	5-15 10-30 -	Орошение или погружение, без дополнительной промывки, допускается протирание сухой ветошью
Воздушные фильтры	100	10-15	Замачивание в растворе или погружение
Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата	100	5-15	Замачивание или погружение с протиркой сухой ветошью после выдержки
Камера очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха	100 75	5-15 10-30 -	Орошение или протирание ветошью, после выдержки протереть влажной или сухой ветошью
Воздуховоды	100	5-15	Орошение
Дезинфекция воздуха	100 50*	5-15 5-15	Орошение

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстратами обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.

Таблица 4. - Режимы дезинфекции объектов средством «СИДАРИН» (SIDARIN)» при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия и пр.)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование; санитарный транспорт; транспорт для перевозки пищевых продуктов; общественный транспорт, метрополитен	100	15-30	Орошение или протираание ветошью, после выдержки можно протереть влажной или сухой ветошью
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	100	15-30	Протираание ветошью или погружение, после выдержки можно протереть влажной или сухой ветошью
Спортивный инвентарь, средства личной гигиены, игрушки (из пластмассы, резины, металла)	100	15-30	Орошение или протираание ветошью, или погружение, после выдержки можно протереть влажной или сухой ветошью
Предметы ухода за больными	100	15-30	Орошение или протираание ветошью, после выдержки можно протереть влажной или сухой ветошью
Санитарно-техническое оборудование	100	15-30	Орошение или протираание ветошью, после выдержки можно протереть влажной или сухой ветошью
Уборочный материал, инвентарь	100	15-30	Замачивание, погружение, протираание
Резиновые и полипропиленовые коврики	100	15-30	Замачивание, погружение, протираание или орошение.
Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук	100	15-30	Погружение или замачивание, после выдержки промыть деминерализованной водой или протереть влажной ветошью

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемники и воздухораспределители	100	15-30	Орошение или погружение, без дополнительной промывки, допускается протирание сухой ветошью
Воздушные фильтры	100	15-30	Замачивание в растворе или погружение
Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата	100	15-30	Замачивание или погружение с протиркой сухой ветошью после выдержки
Камера очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха	100	15-30	Орошение или протирание ветошью, после выдержки протереть влажной или сухой ветошью
Воздуховоды	100	15-30	Орошение
Дезинфекция воздуха	100 50*	15-30 15-30	Орошение

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстратами обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.

Таблица 5. - Режимы дезинфекции объектов средством «СИДАРИН» (SIDARIN)» при грибковых (кандидозы, дерматофитии)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование; санитарный транспорт; транспорт для перевозки пищевых продуктов; общественный транспорт, метрополитен	100	15-30	Замачивание, раствором, протирание или орошение.
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	100	15-30	Замачивание в растворе или орошение
Спортивный инвентарь, средства личной гигиены, игрушки (из пластмассы, резины, металла)	100	15-30	Замачивание в растворе или орошение

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Предметы ухода за больными	100	15-30	Замачивание в растворе или орошение
Санитарно-техническое оборудование	100	15-30	Замачивание в растворе или орошение
Уборочный материал, инвентарь	100	15-30	Замачивание в растворе или погружение
Резиновые и полипропиленовые коврики	100	15-30	Замачивание в растворе или орошение
Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук	100	15-30	Замачивание в растворе или погружение
Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемники и воздухораспределители	100	15-30	Замачивание в растворе или орошение
Воздушные фильтры	100	15-30	Замачивание в растворе или погружение
Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата	100	15-30	Замачивание в растворе, погружение или орошение
Камера очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха	100 75	15-30 20-35	Замачивание раствором в 2х проворностях с перерывом 15 минут или орошение
Воздуховоды	100	15-30	Орошение
Дезинфекция воздуха	100 50*	15-30 15-30	Орошение

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстратами обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.

Таблица 6. - Режимы дезинфекции объектов средством «СИДАРИН» (SIDARIN)» при поражениях плесневыми грибами

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование; санитарный транспорт; транспорт для перевозки пищевых продуктов; общественный транспорт, метрополитен	100	30	Замачивание раствором в 2х проворностях, протирание или орошение

Продолжение таблицы 6

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	100	30	Замачивание или орошение
Спортивный инвентарь, средства личной гигиены, игрушки (из пластмассы, резины, металла)	100	30	Замачивание в растворе или орошение
Предметы ухода за больными	100	30	Замачивание в растворе или орошение
Санитарно-техническое оборудование	100	30	Замачивание в растворе или орошение
Уборочный материал, инвентарь	100	30	Замачивание в растворе или орошение
Резиновые и полипропиленовые коврики	100	30	Замачивание в растворе или орошение
Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук	100	30	Замачивание в растворе или орошение
Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемники и воздухораспределители	100	30	Замачивание в растворе или орошение
Воздушные фильтры	100	30	Замачивание в растворе с предварительной очисткой или орошение
Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата	100	30	Замачивание в растворе с предварительной очисткой или орошение
Камера очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха	100	30	Замачивание раствором 2х проворностях с перерывом 15 минут или орошение
Воздуховоды	100	30-40	Орошение
Дезинфекция воздуха	100 50*	30-40 30-40	Орошение

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстратами обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.

Таблица 7. - Режимы дезинфекции объектов средством «СИДАРИН» (SIDARIN)» при туберкулезе

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование; санитарный транспорт; транспорт для перевозки пищевых продуктов; общественный транспорт, метрополитен	100	60	Замачивание раствором с последующей протиркой сухой ветошью или орошение
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	100	60	Замачивание в растворе с последующей протиркой сухой ветошью или орошение
Спортивный инвентарь, средства личной гигиены, игрушки (из пластмассы, резины, металла)	100	60	Замачивание в растворе с последующей протиркой сухой ветошью или орошение
Предметы ухода за больными	100	60	Замачивание в растворе с последующей протиркой сухой ветошью или орошение
Санитарно-техническое оборудование	100	60	Замачивание в растворе с последующей протиркой сухой ветошью или орошение
Уборочный материал, инвентарь	100	60	Замачивание в растворе с последующей протиркой сухой ветошью или орошение
Резиновые и полипропиленовые коврики	100	60	Замачивание в растворе с последующей протиркой сухой ветошью или орошение
Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук	100	60	Замачивание в растворе с последующей протиркой сухой ветошью или орошение

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемники и воздухораспределители	100	60	Замачивание в растворе или орошение
Воздушные фильтры	100	60	Замачивание в растворе с предварительной очисткой или орошение
Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата	100	60	Замачивание в растворе с предварительной очисткой или орошение
Камера очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха	100	60	Замачивание раствором в 2х проворностях или и орошение
Воздуховоды	100 50*	60 60-70	Орошение
Дезинфекция воздуха	100 50*	60 60-70	Орошение

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстратами обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.

Таблица 8. - Режимы дезинфекции объектов средством «СИДАРИН» (SIDARIN)» при инфекциях вирусной этиологии (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса, COVID-19 и др.)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование; санитарный транспорт; транспорт для перевозки пищевых продуктов; общественный транспорт, метрополитен	100	30-40	Замачивание раствором или орошение
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	100	30-40	Замачивание в растворе или орошение
Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая	100	30-40	Замачивание в растворе или орошение
Спортивный инвентарь, средства личной гигиены, игрушки (из пластмассы, резины, металла)	100	30-40	Замачивание в растворе или орошение

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Предметы ухода за больными	100	30-40	Замачивание в растворе или орошение
Санитарно-техническое оборудование	100	30-40	Заливание раствором или орошение
Уборочный материал, инвентарь	100	30-40	Замачивание в растворе или орошение
Резиновые и полипропиленовые коврики	100	30-40	Замачивание в растворе или орошение
Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук	100	30-40	Замачивание в растворе или орошение
Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемники и воздухораспределители	100	30-40	Замачивание в растворе или орошение
Воздушные фильтры	100	30-40	Замачивание в растворе с предварительной очисткой или орошение
Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата	100	30-40	Замачивание в растворе с предварительной очисткой или орошение
Камера очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха	100	30-40	Замачивание раствором в 2х проворностях или и орошение
Воздуховоды	100	30-40	Орошение
Дезинфекция воздуха	100 50*	30-40 30-40	Орошение

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ)

4.1. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства в глаза, в случае попадания промыть водой.

4.2. Работа со средством не требует специальных средств защиты – оно безвредно для кожи и при вдыхании людьми и животными.

4.3. Дезинфекцию поверхностей способом протирания, возможно, проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.

4.4. При обработке способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания, при наличии аллергической реакции на средство или отдушку.

4.5. Емкости со средством и/или его раствором должны быть закрыты.

4.6. При проведении работ со средством следует соблюдать правила личной гигиены. После работы вымыть лицо и руки.

4.7. Хранить средство при плюсовой температуре, в темном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Средство рекомендуется хранить отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, хлорсодержащих препаратов и средств, в местах, недоступных для детей.

4.8. С осторожностью использовать на светлых пористых поверхностях и тканях во избежание проявления серебристо-серого оттенка вследствие оседания серебра.

4.9. Не допускать применение средства с хлорсодержащими бытовыми моющими и дезинфицирующими средствами.

4.10. Не разбавлять и не разводить средство не подготовленной водой или иными жидкостями.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При попадании средства на кожу – никаких специальных действий не требуется.

5.2. Избегать попадания средства в глаза. При попадании средства в глаза следует промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при появлении гиперемии закапать 20% раствор сульфацила натрия, при необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства внутрь – дать выпить пострадавшему воды, вызвать рвоту, затем дать выпить воды с мелкоизмельченным активированным углем (1 таблетка на 10 кг массы тела), при необходимости обратиться к врачу или доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

5.4. В случае возникновения аллергической реакции пострадавшего удалить из обрабатываемого помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой.

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Средство «СИДАРИН» (SIDARIN) хранят в герметично закрытой оригинальной упаковке производителя, в сухих чистых, темных складских помещениях, отдельно от лекарственных и хлорсодержащих средств, в местах недоступных для детей при плюсовой температуре от 5°C до 30°C.

6.2. Не допускать попадания прямых солнечных лучей (ультрафиолет).

6.3. Средство пожаро- и взрывобезопасно, не горючее.

6.4. Транспортировать средство возможно всеми видами транспорта, гарантирующими сохранность продукции и тары, в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. При транспортировании средства в зимнее время возможно его замерзание. В соответствии с ГОСТ 19433-81 средство «СИДАРИН» (SIDARIN) не является опасным грузом.

6.5. Средство фасуют в пластмассовые флаконы и канистры вместимостью от 0,05 до 50 дм³, (в том числе с дозирующим устройством или спрея-пульверизатора), в бочки полиэтиленовые вместимостью от 50 до 250 дм³, емкости пластиковые 1м³.

РАЗДЕЛ 7. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ

7.1. Средство «СИДАРИН» (SIDARIN)» не создаёт экологических проблем при его использовании в порядке и количествах, рекомендованных настоящими техническими условиями. Средство в окружающей среде трансформируется (разлагается с образованием незначительного количества солей серебра и воды).

7.2. Утилизация средства допускается любым способом (бытовая канализация или сточные сооружения, участки земли и др.), так как средство не представляет угрозы для флоры или фауны.

7.3. При истечении срока годности или при несоответствии продукции требованиям технических условий или паспорта качества, средство и его упаковка утилизируются как бытовой отход в порядке, установленном региональными органами управления и (или) Роспотребнадзором.

7.4. Отходы тарных материалов собираются в контейнер и отправляются во вторсырьё или на утилизацию.

7.5. Потребительскую упаковку утилизируют как бытовой отход.